

PRZYRZĄDY WIELOFUNKCYJNE



Najczęściej spotyka się przyrządy zapewniające pomiar jednej funkcji oraz temperatury. Istnieje jednak zapotrzebowanie na przyrządy umożliwiające pomiary kilku funkcji z wykorzystaniem jednego przyrządu. Są to **mierniki wieloparametrowe** mierzące np. pH, mV, przewodność i temperaturę (symbol CPC) lub tlen, przewodność i temperaturę (symbol CCO), względnie pH, przewodność i temperaturę (symbol CPO). Maksymalnie rozbudowane **przyrządy wielofunkcyjne** mierzą nawet do 8 funkcji (symbol CX). Poszczególne funkcje pomiarowe w przyrządzie wielofunkcyjnym zapewniają taką samą dokładność i funkcje dodatkowe jakie są spotykane w pojedynczych przyrządach. Cena takiego przyrządu jest bardziej korzystna, niż cena zakupu kilku przyrządów z jedną funkcją. Duży nacisk położono na ujednoczenie sposobu obsługi wszystkich funkcji, co ułatwia naukę i zapamiętania sposobu postępowania.

Przyrządy wielofunkcyjne pogrupowane są w seriach. Oferujemy następujące serie:

Seria 100

- kieszonkowe, terenowe.

Seria 410

- do prac w terenie i laboratorium.

Seria 400

- do prac w terenie i laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.

Seria 460

- do prac w terenie i laboratorium, w przyrządach wielofunkcyjnych jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowy.

Seria 510

- do prac w laboratorium.

Seria 500

- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.

Seria 600

- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, w przyrządach wielofunkcyjnych istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania na ekranie do 5. funkcji. Kolorowy graficzny ekran dotykowy.

Seria 700

- do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyższa dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jednoczesny pomiar do 5 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej.

Przemysłowe

- do pomiarów ciągłych, oferowane modele proste i rozbudowane.

Akcesoria

- akcesoria do przyrządów