



Be Right™



## Spektrofotometr przenośny DR1900

Spektrofotometr DR1900 wyróżnia się w terenie ze względu na jego wagę i kompaktową obudowę łatwą do przenoszenia. Przeznaczone jest do pracy w warunkach zapylenia i wilgoci, gdzie inne urządzenia nie spełniają wymagań. Urządzenie to spełnia trudne warunki, dostosowane do potrzeb i rozmiaru fiolek w szerokim zakresie. Ten zbudowany z myślą o pracy w terenie spektrofotometr DR1900 ma duży, czytelny ekran i prosty interfejs użytkownika, który jeszcze bardziej upraszcza testowanie, nawet w najtrudniejszych warunkach. Łatwy do trzymania i pracy kompaktowy model DR1900 jest ekonomicznym narzędziem dla techników pracujących w terenie.

Spektrofotometr w wytrzymałej obudowie obsługuje ponad 220 wstępnie zaprogramowanych, najczęściej stosowanych metod testowych. Można także tworzyć własne metody za pomocą prostego w użyciu interfejsu. Testy są przeprowadzane w zakresie długości fali od 340 do 800 nm, dzięki czemu jest to instrument do pracy w terenie, którego można używać do odczytywania wyników widocznych zwykle tylko na instrumentach laboratoryjnych.

Uwaga: możliwa jest ocena testu kuwetowego LCK, ale bez funkcji identyfikacji kodu kreskowego, 10-krotnego pomiaru oraz eliminacji wartości nietypowych.

- Testuj według swoich potrzeb
- Zapewnienie dokładności w terenie
- Uproszczenie procedury testowania

Numer części	Opis produktu	Zakres długości fali	Interfejs	Tryb pauzy	PLN Cena
DR1900-01H	DR1900 Portable Spectrophotometer	340 - 800 nm	USB type Mini IP67 (with optional Module)	4 x AA size Alkaline 4x NiMH rechargeable Battery* Power supply*: 110 - 240 V; 50/60 Hz (* optional Module required. May not be available in all regions)	
DR1900-02L	DR1900 Przenośny spektrofotometr	340 - 800 nm	USB typ Mini IP67 (z modulem opcjonalnym)	4 baterie AA alkaliczne 4 akumulatorki NiMH* Zasilanie*: 110-240 V; 50/60 Hz (* wymagany moduł opcjonalny. Może być niedostępny w niektórych regionach)	9 850 zł